

HILOS TENSORES PARA:

Glúteos



Según la morfología de la persona :

Pasaje de 4 hilos BL 8-300 en L y en J a cada lado de cada glúteo.

Es posible cruzar los hilos para concentrar el glúteo.

o

Pasaje de hilos derechos BL 8-300 o en X con BL-300

o

Pasaje de hilos BL 50-350 en V invertida con fijación de la punta de V por sutura profunda o hilo horizontal

CARACTERÍSTICAS

- El hilo es realizado con molde desde un junco en silicona.
- Es un elastómero suave y elástico con doble puntillas en los dos planos.
- La talla y la orientación de las puntillas son variables en función de las regiones implantadas.
- La elasticidad del hilo es aumentada gracias a un tratamiento mecánico (patentado), permitiendo obtener diferentes elasticidades en función de las indicaciones operatorias (lugar de implantación).



INDICACIONES

Ayuda a sostener los tejidos por estiramiento o concentración de los tejidos.

- Reposición de estructuras.
- Ayuda contra el envejecimiento cutáneo y subcutáneo

EL + DEL PRODUCTO

- La colocación: El hilo es puesto con una pretensión controlada, evitando las sobre tensiones inestéticas o eventuales malas correcciones.
- El efecto: Este hilo permite por su elasticidad concentrar los tejidos caídos (puesta en tensión de cercano a próximo)
- Los resultados: Reducción de riesgo de aflojamiento de los puntos de fijación gracias a una elasticidad superior del hilo con respecto al tejido receptor.
- La seguridad: Su resistencia y su eventual ablación son bastante facilitados por un hilo central de refuerzo.